



Effektive Bereitstellung von Instrumenten und Materialien am Behandlungsplatz.

Durch Systematisierung von Behandlungsabläufen die Arbeit von Zahnarzt und HelferIn besser organisieren.

Mit individuellen Funktionskomponenten von BAISCH!



- 8 Füllungszubehör und Matrizen 1R
A 086 13254 20
B 086 11254 20
- 9 Spritzen 1R
A 086 13259 20
B 086 11259 20
- 10 Füllungsmaterial 2R
A 133 280
- 11 Abformmaterial 3R
A 133 380
- 12 Zemente 2R
A 086 13152 20
B 086 13162 20
- 13 Abformlöffel 2R
A 086 13151 20
B 086 13161 20
- 14 Diverses Zubehör 2R
A 086 13266 20
B 086 11266 20
- 15 Anästhesie 2R
A 086 13153 20
B 086 13163 20

Zeichenerklärung:
A mit umlaufender Schubladenabdeckung
B ohne umlaufende Schubladenabdeckung

Verbessern und vereinfachen Sie Ihre Organisationsabläufe und sorgen Sie für mehr Sicherheit und Effizienz im Hygienekreislauf mit den BAISCH Systemkomponenten.

– BAISCH SPECTRAL / BAISCH CONSENT für den Behandlungsbereich.

Wir unterstützen Sie dabei ganz konkret! Verlangen Sie unsere speziell dafür entwickelte BAISCH Hygiene-Information.

Integration von Praxis-EDV und Einzelgeräten schafft Platz und ermöglicht ergonomisches Arbeiten.

Die Anbauprogramme BAISCH SPECTRAL und BAISCH CONSENT sind mit ihrer modularen Bauweise darauf ausgerichtet, den verfügbaren Raum optimal zu nutzen und bieten dem Nutzer ein Maximum an Komfort.

Behandlungseinrichtungen in Modulbauweise. Individuell kombinierbar, thermodesinfizierbar bzw. autoklavierbar

Wirtschaftlichkeit und Effektivität des täglichen Praxisbetriebs erfordern geplantes Vorgehen und die weitgehende Systematisierung von Arbeitsschritten.

Um ihrer persönlichen Arbeitsweise dabei exakt zu entsprechen, lassen sich BAISCH Behandlungseinrichtungen ganz individuell und bedarfsgerecht zusammenstellen.

Behandlungseinrichtung 1R, mit Modulen für 2 x Winkelstück- und 2 x FG-Bohrer. Module für Medikamente, Watterollen, Pellets und Zubehör
A 789 340
B 789 380 thermodesinfizierbar

Behandlungseinrichtung 1R, mit Modulen für 2 x FG-, 2 x Winkelstück-, 1 x Handstück-Bohrer und 1 x Schleifkörper, Module für Watterollen, Pellets und Zubehör
A 789 341
B 789 381 thermodesinfizierbar

Behandlungseinrichtung 1R, mit Modulen für 2 x FG-, 2 x Winkelstück-, 2 x Handstück-Bohrer, 1 x Schleifkörper und 1 x Scheiben. Module für Medikamente, Watterollen, Pellets und Zubehör
A 789 342
B 789 382 thermodesinfizierbar

Behandlungseinrichtung 2R, mit Modulen für Fräsator, 2 x FG-, 2 x Winkelstück-, 1 x Handstück-Bohrer und 1 x Schleifkörper. Module für Watterollen, Pellets und Zubehör
A 789 343
B 789 383 thermodesinfizierbar

- Kappengläser**
Modul 4/24 für Behandlungseinrichtung H 38, B 200, T 100
789 347
- Pelletsender**
Modul 1/24 für Behandlungseinrichtung H 32, B 50, T 100
789 345
- Pellet- und Wattespender**
Modul 1/24 für Behandlungseinrichtung H 32, B 50, T 100
789 346
- Facheinteilung**
Modul 1/24 für Behandlungseinrichtung H 32, B 50, T 100
08614003 60
- Facheinteilung**
Modul 2/24 für Behandlungseinrichtung H 32, B 100, T 100
08614003 80
- Facheinteilung**
Modul 4/24 für Behandlungseinrichtung H 32, B 200, T 100
08614003 90
- Facheinteilung**
Modul 4/24 mit 1 Steg für Behandlungseinrichtung H 32, B 200, T 100
08614004 20
- Facheinteilung**
Modul 4/24 mit 5 Stegen für Behandlungseinrichtung H 32, B 200, T 100
08614004 40
- Ablage**
für Hand- und Winkelstück-Köpfe
Modul 2/24 für Behandlungseinrichtung H 32, B 100, T 100
789 352
- Fräsator**
Modul 2/24 für Schublade 2R mit kleinem Fräsator H 70, B 100, T 100
789 353
- Bohrerständer**
für 40 FG-Bohrer
Modul 1/24 für Behandlungseinrichtung H 20, B 50, T 100
789 360
- Bohrerständer**
für 40 Winkelstückbohrer
Modul 1/24 für Behandlungseinrichtung H 20, B 50, T 100
789 361
- Bohrerständer**
für 40 Handstückbohrer
Modul 1/24 für Behandlungseinrichtung H 20, B 50, T 100
789 362

Schubladeneinsatz
A 086 14001 60 1R
B 086 14011 60 1R

Schubladeneinsatz 2R
mit Ausschnitt für Fräsator
A 086 14001 50

Bohrerständer
für Schleifkörper montiert
Modul 1/24 für Behandlungseinrichtung
789 364

Halter
8 Stifte für lose Scheiben
Modul 1/24 für Behandlungseinrichtung
H 32, B 50, T 100
789 365

Schale
für Bohrer und Fräser
Modul 1/24 für Behandlungseinrichtung
H 20, B 50, T 100
789 366

Instrumentenbank
Werkstoff: Edelstahl Hochglanz Nr. 1.4301 thermodesinfizierbar
123 770

Instrumenten-Stapelbank
Werkstoff: Edelstahl Hochglanz NR. 1.4301 thermodesinfizierbar
für 60 Instrumente, für Schublade 1R
128 170

BAISCH Funktionseinrichtungen erleichtern Ihre Arbeit und die Ihrer HelferIn.

Die optimale Bereitstellung Ihrer Arbeitsmittel hilft Ihnen stressfrei zu arbeiten und spart Zeit. Mit dem umfangreichen BAISCH Zubehörprogramm finden auch Sie die Lösung für Ihr individuelles Praxis-Anforderungsprofil.

Einrichtungsbeispiele für Zahnarzt- und HelferInnschränke:

- 1 Grundinstrumente 1R
123770 Instrumentenbank, thermodesinfizierbar.
- 2 Behandlungseinrichtung 1R mit Modulen für 2 x FG-, 2 x Winkelstück, 2 x Handstück-Bohrer, 1 x Schleifkörper und 1 x Scheiben. Module für Watterollen, Pellets und Zubehör.
A 789 342
B 789 382
- 3 Behandlungseinrichtung 2R mit Modulen für Fräsator, 2 x FG-, 2 x Winkelstück, 1 x Handstück-Bohrer und 1 x Schleifkörper. Module für Watterollen, Pellets und Zubehör.
A 789 343
- 4 Behandlungseinrichtung 1R mit Modulen für 2 x FG-, 2 x Winkelstück, 1 x Handstück-Bohrer und 1 x Schleifkörper. Module für Watterollen, Pellets und Zubehör.
A 789 341
B 789 381
- 5 Invasives Instrumentarium 1R
A 086 13202 20
B 086 13212 20
- 6 Hygiene-Zubehör 2R
A 086 13266 20
B 086 11266 20
- 7 Instrumente 1R
A 086 13201 20



Mit unserem aktuellen Zubehör lassen sich auch vorhandene Dentschränke aufwerten!

BAISCH Schubladeneinsätze mit oder ohne umlaufende Schubladenabdeckung.

Material: Polystyrol, weiß

Einsatztyp **A** (mit umlaufender Schubladenabdeckung)
Maße 1R 446 x 322 x 41 mm und 2R 446 x 322 x 94 mm
geeignet für die BAISCH Programme SPECTRAL und CONSENT.

Einsatztyp **B** (ohne umlaufende Schubladenabdeckung)
Maße 1R 410 x 308 x 24 mm und 2R 410 x 308 x 70 mm
geeignet für die BAISCH Programme SPECTRAL, CONSENT und STANDARD sowie maßlich passende Schubladen anderer Hersteller.

Die 1R und 2R Ausführungen des Einsatztyps **B** können auch in höhere (3R und 4R) Schubladen eingelegt werden.

BAISCH. Ihre Praxis. Das funktionelle und optische Ineinandergreifen aller möbelspezifischen Bereiche.

Ihrem Ziel einer ganzheitlichen Ablauflogistik kommen Sie nahe, wenn Systemkomponenten, Funktionsmodule und individuelle Anpassungen sowohl Ihre innenarchitektonischen als auch die arbeitstechnischen Belange voll berücksichtigen. Mit BAISCH prägen Sie Ihre Praxisatmosphäre, Ihr persönliches Ambiente und das komfortable, angenehme

Umfeld Ihrer Patienten. BAISCH realisiert Ihre Wünsche vom Empfangs- und Wartebereich über die Behandlungs- und Prophylaxebereiche bis zur Hygiene-Logistikzentrale.

BAISCH ist Ihr Partner mit Tradition, Kompetenz und Kreativität.


Ihr Dentaldepot informiert Sie gerne.

Praxisorganisation im Ganzen – kein Problem mit BAISCH System-Komponenten.


Mehr Sicherheit, Ordnung und Systematik für Ihre Behandlungsabläufe!




für Schublade 1R
A 086 13251 20
B 086 11251 20



für Schublade 1R
A 086 13252 20
B 086 11252 20



für Schublade 1R
A 086 13253 20
B 086 11253 20



für Schublade 1R
A 086 13254 20
B 086 11254 20



für Schublade 1R
A 086 13255 20
B 086 11255 20




für Schublade 1R
A 086 13256 20
B 086 11256 20




für Schublade 1R
A 086 13257 20
B 086 11257 20




für Schublade 1R
A 086 13258 20
B 086 11258 20




für Schublade 1R
A 086 13259 20
B 086 11259 20




für Schublade 1R (Instrumente)
A 086 13202 20
B 086 13212 20



für Schublade 1R (herausnehmbare Glasplatte)
A 705 444



für Schublade 1R (Schreibutensilien)
A 086 13204 20



für Schublade 1R (Instrumente)
A 086 13201 20



für Schublade 2R (Instrumente, eingeschw.)
A 086 13150 20
B 086 13160 20



für Schublade 2R (Abformlöffel)
A 086 13151 20
B 086 13161 20



für Schublade 2R (Flaschen, Tuben)
A 086 13152 20
B 086 13162 20



für Schublade 2R (Anästhesie)
A 086 13153 20
B 086 13163 20



für Schublade 2R (Abformmaterial)
A 086 13154 20



für Schublade 2R
A 086 13262 20
B 086 11262 20



für Schublade 2R
A 086 13263 20
B 086 11263 20



für Schublade 2R
A 086 13264 20
B 086 11264 20




für Schublade 2R
A 086 13265 20
B 086 11265 20



für Schublade 2R
A 086 13266 20
B 086 11266 20



für Schublade 2R
A 086 13267 20
B 086 11267 20



für Schublade 2R (Füllungsmaterial) dreiteilig
A 133 280



für Schublade 3R (Abformmaterial) zweiteilig
A 133 380



BAISCH CONSENT EVOLUTION – die neue Leichtigkeit in Ihrer Praxis



Das neue verbesserte Sterilisationsprogramm NEUES SEQUENZ können Sie ab sofort live am Markt erleben

NEU: NEU: NEU:

BAISCH „MICROCLEAN“
ANTIMIKROBIELLE BESCHICHTUNGEN
unserer STAHL-MÖBEL

schützen vor Bakterien, Viren, Pilzen, Algen . . .
wirken unterstützend zur Förderung der Gesundheit.



Das BAISCH IMPLANTOCAR und ENDOCAR – die Funktionswagen für Implantologie, Endodontie, Parodontologie und Chirurgie

Karl Baisch
GmbH

Einrichtungen für Ärzte,
Zahnärzte und Krankenhäuser
Pranger Straße 6
Telefon: +49(0)9931-89007-0
Telefax: +49(0)9931-89007-29
D-94560 Offenberg/OT Neuhausen

Karl Baisch
GmbH